Guide til installation af fodpedal på Windows 10

For at installere fodpedal på din private PC så skal du sørge for ikke at være logget på ESA Klik her CitrixClientVD for at downloade klienten

For at få diktafon eller fodpedal til at virke på en privat hjemme pc skal der lokalt på pc'en installeres en driver som hentes på det link der er vist ovenfor.

Klik derefter på:

(Olympus Driver)\CitrixClientVD (1.0.14)



×

Q

?

....

Gem Annuller

6 KB

Gem som → ↑ ↓ > Denne pc > Overførsler ✓ [™] Søg i Overførsler Organiser 👻 Ny mappe FTBtest ^ Navn Ændringsdato Туре Størrelse wallpaper Endless Sessions 1.0.1-16-1-0-1.zip 29-01-2017 15:05 WinRAR ZIP archive ConeDrive 💻 Denne pc 📰 Billeder 🗄 Dokumenter Musik 🕂 Overførsler Skrivebord 📕 Videoer 🏪 Lokal disk (C:) Lokal disk (D:) Filnavn: CitrixClientVDny.zip Filtype: WinRAR ZIP archive (*.zip)

Gem filen

CitrixClientVDny.zip i en mappe. (Her er vist mappen "Overførsler" på en Windows 10 pc).

Skjul mapper

Filen er en ZIP fil som skal udpakkes, dette kan gøres ved at højreklikke på CitrixClientVDny mappen og klikke på "Udpak alle"

at 11 - 2 - 1		Navn		Ændringsdato	Туре		Størrelse	
🗶 Hurtig adgang		CitrixClientVDnv.zip		20.02.2017.15.40	710 1	imeret	3.749 KB	
Skrivebord	×.			Åbn				
👆 Overførsler	\mathscr{R}			Åbn i nyt vindue				
🗎 Dokumenter	A			Udpak alle		-		
📰 Billeder	×			Fastgør til Start		0		
Fallout 4			÷	Scan med Windows Defender				
FodpedalGuide				Åbn med				
FTBtest				Del med	>			
wallpaper				Gendan tidligere versioner				

I feltet hvor man skal vælge hvor filerne skal udpakkes vælges der en destination. Her er der valgt at ligge filen i en mappe der hedder Fodpedal (Jeg vil anbefale at gøre dette da den næste del af guiden vil bruge denne placering). Ving fluebenet af og tryk "Pak ud"

÷	👔 Udpak ZIP-komprimerede mapper	×	
	Vælg en destination, og udpak filer		
	Filerne pakkes ud til denne mappe:		
	C:\Fodpedal\CitrixClientVdny Gennemse		
	☑ Vis filerne, når udpakningen er fuldført		
	Pak ud Annulle	er	

Åben nu filen ved at dobbelt klikke på den.



På dette billede skal der trykkes på "Extract"

\sim	Press Extract button to start extraction.						
	 Use Browse button to select the destination folder from the folders tree. It can be also entered manually. 						
	 If the destination folder does not exist, it will be created automatically before extraction. 						
	Destination folder						
	C:\Fodpedal\CitrixClientVDny	-	Browse				

Herefter skal man gå ned og trykke på menuen start. Der er intet søgefelt i windows 10 men hvis man skriver når man har menuen start åben, så kommer søgefeltet automatisk frem så her skal du skrive "cmd". Herefter skal man højreklikke på programmet der kommer frem og trykke på "kør som administrator/Run as administrator"



Hvis man har fulgt guiden ovenover til punkt og prikke, så kan man efterfølgende skrive denne sti: "C:\Fodpedal\CitrixClientVDny\CitrixClientVD.msi". Tryk efterfølgende på Enter.







	InstallShield Wizard Completed
	The InstallShield Wizard has successfully installed Olympus Citrix Service ClientVD. Click Finish to exit the wizard.

Driveren skulle nu være installeret. Hvis du er i tvivl, eller at fodpedalen eller diktafonen ikke fungerer, tag USB stikket fra diktafonen eller fodpedalen, ud og genstart din PC. Du kan efterfølgende undersøge om driveren er installeret ved at åbne kontrolpanel og finde "Tilføj eller fjern programmer" ved at følge guiden på næste side.



For at finde frem til "Tilføj eller fjern programmer" i windows 10. Åbn "start" nede i venstre hjørne og skriv "kontrolpanel" derefter tryk på programmet der kommer frem.



Når kontrolpanelet er åbnet, vælg "Vis efter: Kategori".

Efterfølgende klik på "Fjern et program"



Hvis driveren er installeret korrekt, vil den være til at se indenunder "Tilføje eller fjern programmer" med navnet: "Olympus Citrix Service ClientVD"

	 Programmer > Programmer og funktioner 			•	Sag i Programme	r og tunxtioner	
Startside for Kontrolpanel	Fiere eller rediger et program						
	Fjern eller rediger et program						
Vis installerede opdateringer	Hvis du vil fjerne et program, skal du markere det på	i listen og derefter klikke på Fjern, Redi	ger eller Repare	r.			
Slå Windows-funktioner til elle fra.	er						
Installer et nyt program fra	Organiser 🔻 Fjern Rediger Reparer						
netværket.	Navn	Publiceret af	Installeret	Størrelse	Version		
	MSXML 4.0 SP2 (KB973688)	Microsoft Corporation	28-06-2016	1,33 MB	4.20.9876.0		
	A Netop Remote Control Guest	Netop Business Solutions A/S	04-02-2016	25,4 MB	12.20.15224		
	🏓 Netop Remote Control Host	Netop Business Solutions A/S	31-03-2016	32,4 MB	12.20.15224		
	NirSoft BlueScreenView		18-04-2016				
	Votepad++	Notepad++ Team	31-05-2016		6.9.2		
	NVIDIA GeForce Experience 2.4.5.28	NVIDIA Corporation	01-06-2015		2.4.5.28		
	NVIDIA Grafikdriver 353.05	NVIDIA Corporation	01-06-2015		353.05		
	SINVIDIA HD-lyddriver 1.3.34.3	NVIDIA Corporation	01-06-2015		1.3.34.3		
	NVIDIA PhysX-systemsoftware 9.15.0428	NVIDIA Corporation	01-06-2015		9.15.0428		
	Olympus Citrix Service ClientVD	OLYMPUS IMAGING CORP.	30-08-2016	6,69 MB	2.2.0.1]	
	coi OpenEdge Klient 10.2	CGI	13-07-2016	237 MB	1.00.0000		
	🔁 OpenScape Contact Center Enterprise V8 R2 Client	Siemens Enterprise Communica	08-06-2015	187 MB	8.2.3.120		
	🛃 paint.net	dotPDN LLC	31-05-2016	27,8 MB	4.0.9		
	ទ Patologi Produktion	Logica	16-06-2015	532 KB	1.00.0000		
	Patologi Test	Logica	16-06-2015	532 KB	1.00.0000		
	Performance Guard Agent 6.6.28301.1	CapaSystems A/S	D4-02-2016	4,31 MB	6.6.28301.1		
	CGI Plan Produktion	CGI	04-02-2016	844 KB	1.00.0000		
	Progress Runtime Klient 9.1		08-06-2015				
	34 Realtek High Definition Audio Driver	Realtek Semiconductor Corp.	01-06-2015		6.0.1.6265		
	Reference Manager 11	Thomson ISI ResearchSoft	27-06-2016	86,2 MB	11.0.359		
	Scandihealth CCSJRE_1.6.0_45	CSC Scandihealth A/S	02-05-2016		1.0.0.0		
	Scandihealth Clinical Portal SPROD_10.0.0.7	CSC Scandihealth A/S	02-05-2016		10.0.0./		
	Scandibealth Clinical Portal SPROD 10.0.1.0	CSC Scandihealth A/S	08-06-2016		10.0.1.0		

God fornøjelse. 😳

Hilsen IT Support