

## Skifte batterier på blodtryksmåler

### Formål

Denne vejledning beskriver:

- Hvordan du skifter batterier på din blodtryksmåler



Du anskaffer og betaler selv batterier

✓ Du har skiftet batterierne i din blodtryksmåler



### Tips & tricks

- Husk altid at aflevere brugte batterier i containere eller til renovationsvæsenet efter kommunens anvisning.

Handling	Forklaring	Illustration
<b>Tag låg af batterirummet</b>	Læg blodtryksapparatet på hovedet og læg det på et bord. Tag låget til batterirummet af ved at skubbe <u>opad</u> på låget.	
<b>Fjern gamle batterier</b>	Fjern de brugte batterier. Sørg for ikke at blande dem med de nye batterier.	
<b>Isæt nye batterier</b>	Blodtryksmåleren bruger 4 stk. AA batterier. Sæt de nye batterier i som vist på billedet. Batteriernes retning er også markeret i bunden af batterirummet. Vær opmærksom på, at batterierne i nederste og øverste række vender modsat hinanden.	
<b>Sæt låg på</b>	Sæt låget på ved at skubbe de små "tænder" ned i hullerne. Tjek at låget sidder godt fast, før du vender blodtryksmåleren igen. Tjek at manchetten stadig sidder godt fast.	