

Skifte batterier på iltmåler

Formål

Denne vejledning beskriver:

- Hvordan du skifter batterier på din iltmåler



Du anskaffer og betaler selv batterier

✓ Du har skiftet batterierne i din iltmåler



Tips & tricks

- Husk altid at aflevere brugte batterier i containere eller til renovationsvæsenet efter kommunens anvisning.

Handling	Forklaring	Illustration
OBS	Skift ikke batterier, mens tavle pc'en venter på en måling fra dig. Gå et skridt tilbage eller spring over.	
Åbn iltmåleren	Skub overdel og underdel mod hinanden som pilene viser. Herefter kan du skille de to dele ad. Fjern de brugte batterier. Sørg for ikke at blande dem med de nye batterier.	
Fjern gamle batterier	Fjern de brugte batterier. Sørg for ikke at blande dem med de nye batterier. Iltmåleren bruger 2 stk. AAA batterier.	
Isæt nye batterier	Sæt de nye batterier i som vist på billedet. Batteriernes retning er også markeret med + og - i kanten af batterirummet. Vær opmærksom på, at de to batterier skal vende modsat hinanden.	

Skifte batterier på iltmåler

Handling	Forklaring	Illustration
Sæt delene sammen igen	Sæt forsigtigt overdel og underdel sammen igen. Pres batteriholderen opad og dernæst indad fornedden. (Motsat bevægelse af at åbne iltmåleren). Tjek at de to dele sidder helt sammen.	
VIGTIGT	Tag en måling med iltmåleren og lad den slukke af sig selv.	