














## Brug af Blodtryksapparat – Foretag måling

Handling	Forklaring	Illustration
<b>Tjek manchet</b>	Inden du sætter manchetten på armen. Tjek at ledning sidder ordentlig fast.	
<b>Sæt manchetten på armen</b>	Sæt manchetten på armen som vist på tegningen. Der skal være 1-2 cm afstand til albuebøjningen. Støt armen på et underlag og slap af. Vent i 5 min. før du tager målingen.	
<b>Tryk på start-knappen</b>	Tryk på start-knappen for at starte en måling. Din måling afbrydes, hvis du trykker på start-knappen, mens den er i gang.	
<b>Aflæs måling</b>	Når din måling er færdig, vises den på displayet. Apparatet slukker af sig selv efter en måling Du kan selv slukke, hvis du trykker på start-knappen, når din måling er færdig.	
<b>Forstå betydning af tegn for måling</b>	Dette symbol vil blinke, når din puls er registreret. Dette symbol ses i tilfælde af unormal puls.  Disse fire symboler har alle noget at gøre med forbindelsen mellem blodtryksapparatet og tabletten. Du skal ikke foretage dig noget.	     
	Følg altid instruktionen på tablet, når din måling tages sammen med et spørgeskema.	