



## Brug af Blodtryksapparat – Almindelige fejl

Handling	Forklaring	Illustration
<b>Måling sendes ikke</b>	Kontakt din sygeplejerske. Du kan også ringe til TeleCare Nord support. Deres telefonnr. ser du bag på din tablet og i din "Info app".	
<b>Blodtryksapparat tænder ikke</b>	Skift batterier som vist i vejledning herom.	
<b>Manchetten pumpes ikke op</b>	Skift batterier, som det er vist i vejledning herom.	
<b>Der vises ikke noget på displayet</b>	Skift batterier, som det er vist i vejledning herom.	
<b>Fejlmelding på display</b>	Ses et af disse tre symboler, påsæt da manchetten korrekt. Foretag en ny måling, hvor du sidder roligt.	
	Kontakt din sygeplejerske hvis der er andre fejl end dem, der er nævnt her.	