

## Brug af Blodtryksapparat – Skift Batterier



Handling	Forklaring	Illustration
<b>Skift batterier</b>		
<b>Betydende tegn for batteri</b>	Batteriets status findes nederst i venstre hjørne af displayet. Venstre illustration viser et fuldt batteri. Højre illustration viser et næsten tomt batteri. Skift batteriet når illustrationen blinker.	
<b>Skift batterier</b>	<p>Trin 1) Vend blodtryksapparatet med bunden op. Tag batteridækslet til batterirummet af ved at skubbe <u>fremad</u> på batteridækslet.</p> <p>Trin 2) Fjern batterierne.</p> <p>Trin 3) Sæt de nye batterier i. Batteriernes retning er markeret med + og - i bunden af batterirummet.</p> <p>Trin 4) Påsæt batteridækslet ved at foretage den modsatte bevægelse, som da du tog det af. Afslutningsvis tjekkes at batteridækslet og manchetten sidder godt fast.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blodtryksmåleren bruger 4 stk. AA batterier.</li> <li>• Brug ikke genopladelige batterier.</li> </ul>	