



Brug af Iltmåler – Almindelige Fejl

Handling	Forklaring	Illustration
Almindelige fejl		
Iltmåler tænder ikke	Tjek at iltmåleren er samlet rigtigt. Hvis iltmåleren fortsat ikke tænder, kan du prøve at skifte batterier.	
Iltmåleren slukker uden at vise en måling	Skift batterier.	
Iltmåler måler, men sender ikke målinger	Kontakt din sygeplejerske.	



Brug af Iltmåler – Almindelige Fejl



- Den bedste finger til måling er oftest en af de tre midterste fingre.
- Der må ikke være neglelak eller en kunstig negl på fingeren.
- Du kan vurdere, om du har kolde fingre ved at holde dem på din hals – så kan du mærke, om de er koldere end halsen.
- Bruger du ilt, skal du måle iltmætningen med ilten på.
- Kontakt din sygeplejerske hvis du oplever andre fejl end de, der er listet i ovenstående tabel.