






Brug af Iltmåler – Foretag Måling



Handling	Forklaring	Illustration
Foretag måling		
Start måling	Sæt iltmåleren på indersiden af din finger. Læg hånden på et bord og hold den i ro, mens du måler.	
Aflæsning af måling	Din iltmåling og puls vil vises på displayet efter kort tid. Din iltmåling er det øverste tal, som er ved siden af procenttegnet. Din puls er det nederste tal, som også er ved siden af hjertesymbolet.	
Sluk iltmåler	Tag iltmåleren af fingeren – den slukker af sig selv.	
Betydende tegn for måling	Iltmåleren er ikke påsat korrekt. Påsæt iltmåleren på fingeren igen (når ikonet er gået væk fra displayet), eller sæt din finger længere ind i iltmåleren. Dårligt signal. Prøv at: <ol style="list-style-type: none"> 1) Hold hånden i ro 2) Påsæt iltmåleren på din finger igen 3) Varm fingeren op 4) Anvend en anden finger 	 
	<ul style="list-style-type: none"> • Når målingen foretages i forbindelse med tabletten, skal du altid følge instruksen på tabletten. • Den bedste finger til måling er oftest en af de tre midterste fingre. • Der må ikke være neglelak eller en kunstig negl på fingeren. • Ved kolde fingre eller dårlig blodforsyning kan iltmåleren have svært ved at måle. • Bruger du ilt, skal du måle iltmætningen med ilten på. • Hvis du vil tage en ny måling, skal du tage iltmåleren af fingeren og afvente, at den slukker af sig selv. Herefter kan du måle igen. 	