




## Brug af Iltmåler – Almindelige fejl

Handling	Forklaring	Illustration
<b>Iltmåler tænder ikke</b>	Tjek at batterier vender, som det er vist i vejledning herom. Skift batterier som det er vist i vejledning herom.	
<b>Måling sendes ikke</b>	Kontakt din sygeplejerske. Du kan også ringe til TeleCare Nord support. Deres telefonnr. ser du bag på din tablet og i din "Info app".	
<b>Iltmåler slukker uden at vise måling</b>	Skift batterier, som det er vist i vejledning herom.	
<b>Iltmåler måler, men sender ikke målinger</b>	Kontakt din sygeplejerske. Du kan også ringe til TeleCare Nord support. Deres telefonnr. ser du bag på din tablet og i din "Info app".	
	Kontakt din sygeplejerske hvis der er andre fejl end dem, der er nævnt her.	