




## Brug af Blodtryksapparat – Almindelige fejl

Handling	Forklaring	Illustration
<b>Måling sendes ikke</b>	Kontakt din sygeplejerske. Du kan også ringe til TeleCare Nord support. Deres telefonnr. ses når du åbner din skærm samt i din "Info app".	
<b>Blodtryksapparat tænder ikke</b>	Skift batterier som vist i vejledning herom.	
<b>Manchetten pumper ikke op</b>	Skift batterier, som det er vist i vejledning herom.	
<b>Der vises ikke noget på displayet</b>	Skift batterier, som det er vist i vejledning herom.	
<b>Fejlmelding på display</b>	Ses et af disse tre symboler, påsæt da manchetten korrekt. Foretag en ny måling, hvor du sidder roligt.	<p>Err</p> <p>Err LUF</p> <p>E PUL. DISPLAY ERROR</p>
	Kontakt din sygeplejerske hvis der er andre fejl end dem, der er nævnt her.	