



## Brug af Blodtryksapparat – Skift batterier

Handling	Forklaring	Illustration
<b>Forstå betydning af tegn på display</b>	<p>Du kan se hvor meget strøm, der er på batterier på displayet:</p> <p>Fuldt batteri er mørkt.</p> <p>Næsten tomt er lyst.</p> <p>Skift batterier når du ser, at det blinker.</p>	
<b>Skift batterier</b>	<p><b>Trin 1:</b> Vend blodtryksapparatet med bunden op.</p> <p>Tag batteridækslet til batterirummet af ved at skubbe fremad på batteridækslet.</p> <p><b>Trin 2:</b> Fjern batterierne.</p> <p><b>Trin 3:</b> Sæt de nye batterier i. Det er markeret med ”+” og ”-” i bunden af batterirummet, hvordan hvert batteri skal vende.</p> <p><b>Trin 4:</b> Sæt batteridækslet på ved at skubbe bagud på batteridækslet – modsat som da du tog det af.</p> <p>Tjek til sidst at batteridækslet, manchetten og ledningerne til manchetten sidder godt fast.</p>	
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Blodtryksmåleren bruger 4 stk. AA batterier.</li> <li>• Det er bedst at bruge alm. batterier i stedet for genopladelige.</li> </ul>	