




Brug af Iltmåler – Almindelige fejl

Handling	Forklaring	Illustration
Iltmåler tænder ikke	Tjek at batterier vender, som det er vist i vejledning herom. Skift batterier som det er vist i vejledning herom.	
Måling sendes ikke	Kontakt din sygeplejerske. Du kan også ringe til TeleCare Nord support. Deres telefonnr. ses, når du åbner din skærm samt i din ”Info app”.	
Iltmåler slukker uden at vise måling	Skift batterier, som det er vist i vejledning herom.	
	Kontakt din sygeplejerske hvis der er andre fejl end dem, der er nævnt her.	