









Brug af Iltmåler – Skift batterier

Handling	Forklaring	Illustration
Forstå betydning af tegn på display	Du kan se hvor meget strøm, der er på batterier på displayet. Illustrationen viser et næsten tomt batteri. Skift batteriet når du ser, at det blinker.	
Åbn batteridækslet	Vend iltmåleren om, så displayet vender nedad. Placer begge hænder på hver sin side, og skub fremad. Herefter kan du skille de to dele ad, og fjerne de brugte batterier.	
Isæt nye batterier	Sæt de nye batterier i. Det er markeret med ”+” og ”-” i bunden af batterirummet, hvordan hvert batteri skal vende.	
Vend batterier rigtigt	Fjeder, der holder batterierne, er placeret i enden af iltmåler. Obs. at batterier skal vende som angivet med ”+” og ”-” i bunden af batterirum. Det ene batteri har derfor ”-” ved fjeder mens det andet har ”+” ved fjeder.	
Sæt delene sammen	Sæt batteridækslet på ved at skubbe bagud på batteridækslet – modsat som da du tog det af. Tjek at batteridækslet sidder godt fast. Vent 5 sekunder, og foretag en måling.	
	<ul style="list-style-type: none"> • Iltmåleren bruger 2 stk. AAA-batterier. • Det er bedst at bruge alm. batterier i stedet for genopladelige. 	