













Brug af Bluetooth vægt – Foretag måling

| Handling | Forklaring | Illustration |
|---|---|---|
| <p>Sørg for du måler i kg</p> | <p>Vend vægten om. Over batteridækslet finder du en indstillings-knap.</p> <p>Tryk på knappen indtil der står kg på displayet forrest på vægten.</p> <p>Når du har sikret, der står kg på displayet, skal du vente, til du hører to *bip*. Herefter der vil stå "End" på displayet.</p> <p>Din indstilling er nu gemt og vægten slukker automatisk.</p> | <p>Indstillings-knap</p>   <p>♪ Bip bip</p>  |
| <p>Foretag vejning</p> | <p>Sørg for at vægten er slukket, før du tager målingen. Vægten er slukket, hvis displayet er helt blankt.</p> <p>Målingen starter, så snart du træder op på vægten. Når du træder op på vægten, vil du høre en lyd i form af et enkelt *bip*.</p> <p>Herefter ses streger på displayet. Mens stregerne er på displayet, er målingen i gang.</p> |   <p>♪ Bip</p>  |
| <p>Aflæs måling</p> | <p>Når målingen er færdig, vil du høre tre *bip*. Herefter vil der på displayet ses teksten "step off". Du skal nu træde af vægten.</p> <p>Når du er trådt af vægten, vil din vægt ses på displayet.</p> <p>Apparatet slukker af sig selv efter en måling.</p> | <p>♪ Bip bip bip</p>  <p>↓</p>   |
|  | <p>Følg altid instruktionen på din skærm, når din måling tages sammen med et spørgeskema.</p> | |