

Fejlsøgningsguide

- til pigtail nefrostomikateter

Er der knæk på kateter eller slange?
Er der hul på kateter eller slange?
Har der været træk på katetret?
Har urinposen været for fyldt?
Har urinposen været tabt på gulvet?
Har urinposen hængt frit i kateterslangen?
Har patienten/pårørende observeret ændringer på katetrets længde?

JA

NEJ

Er katetret spontant seponeret, da kontakt Urologisk afdeling.
Hvis IKKE, gå videre til næste spørgsmål.

Gå videre til næste spørgsmål.

Har urinproduktionen været mindre end sædvanligt?
Har patientens væskeindtag været reduceret?

JA

NEJ

Vejled patient til øget væskeindtag på 1½-2 liter væske i døgnet.
Fortsæt til næste spørgsmål.

Gå videre til næste spørgsmål.

Har patienten været mobiliseret som vanligt?

JA

NEJ

Gå videre til næste spørgsmål.

Vejled patienten til mobilisering, da bevægelse fremmer udløbet af urin.

Er trevejshanen lukket eller drejet skævt?
Kontroller at konnektorstykket er skruet rigtigt på?

JA

NEJ

Åbn trevejshanen og kontroller, at urinen begynder at løbe ned i posen.

Gå videre til næste spørgsmål.



Er selve katetret, konnektorstykket eller urinposen snoet, således at snoningen forårsager obstruktion?

JA

Ret snoningen ud, skift eventuelt konnektorstykket og/eller urinposen og kontroller, at urinen begynder at løbe ned i posen.

NEJ

Gå videre til næste spørgsmål.

Er der hæmaturi?
Har der været purulent og ildelugtende ikke gennemsigtig urin?
Er forbindingen våd af urin og/eller har patienten smerter ved nyren?

JA

- Kontroller at forbindingen ikke er så stram, at den forårsager træk på katetret ved at løsne og fjerne forbindingen.
- Forurening af forbindingen med serøs og purulent sivning er normal og kræver ikke specifik behandling.
- Tag forbindingen af og skyl katetret efter instruks og påsæt derefter ny forbindelse efter instruks og eventuelt urinpose.
- Kontroller nedløb af urin til urinposen efter ny forbindelse er sat på jævnfør instruks.

NEJ

KAN KATETRET IKKE BRINGES TIL FUNKTION EFTER AT FEJLSØGNINGSGUIDEN ER GENNEMGÅET ELLER HAR PATIENTEN FLANKESMERTER OG/ELLER FEBER.

ER PATIENTEN FUNKTIONEL ÉNNYRET, OG KATETRET IKKE KAN BRINGES TIL FUNKTION VIA NEDENSTÅENDE GUIDE.

Kontakt ALTID urologisk afdeling med henblik på en aftale om en konsultation!

Urologisk akut modtage- og dagafsnit
Åben alle hverdage kl. 7:00-20:00
97663318

ELLER

Urologisk sengeafsnit
Hverdage kl. 20:00-07:00,
samt helligdage og weekender
97663315